

PKS Steril plus

Produktinformation 09/15

Produktbeschreibung:

Tägliche Schaumreinigung und Desinfektion von Maschinen, Geräten , Böden und Fliesen in nahrungsmittelverarbeitenden Betrieben.

Geeignet für:

Edelstahl ist bei angegebenen Konzentrationen und Anwendungen gegenüber der Anwendungslösung beständig. Bei pH-Absenkung Gefahr von Lochkorrosion. Nicht geeignet zur Standdesinfektion.

Anwendung:

Verfahren	Konzentration	Zeitdauer	Temperatur
Manuell/ Schaumgerät	2,0% bis 5,0%	15 min.	kalt

Hinweise zu Anwendung und Lagerung:

Zur Optimierung der Reinigung ist es unter Umständen notwendig, von den oben angegebenen Werten abzuweichen. Die gereinigten Flächen sind mit klarem Wasser gründlich nachzuspülen. Bei Unkenntnis der Materialbeständigkeit ist diese vor Ersteininsatz im Vorversuch zu ermitteln.

Techn. Informationen:

Aussehen	Klare, gelbliche Flüssigkeit
Dichte(20°C, g/cm ³)	1,165
pH-Wert (20°C,1%)	12,25
p-Wert (1%)	1,5
Titrationfaktor	0,667
Inhaltsstoffe	Ätznatron, Natriumhypochlorit, organische Komplexbildner, Tenside
Hinweise	Unbedingt vor Frost schützen.

66119 Saarbrücken, Lerchesflurweg 36

Tel. 0163/4806663 Fax: 0681/9543888